

E 336

Öblítőhüvely

pipetták, min. inv. seb. műszerek és injektorkocsik optimális behelyezésére.

EAN: 4002511117068 / Cikkszám: 03809390 / Régi cikkszám69733601D



- Legfeljebb 445 mm hosszú pipettákhoz
- Műanyag, becsavarható

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Öblítőhüvely	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	1
Üreges műszerek [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	121
Külső méret, nettó szélesség (mm)	11
Külső méret, nettó mélység (mm)	11
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Átmérő (mm)	11
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02