

E 351

Injektorfúvóka

eszközök optimális tisztításához. Méret: 4 x 160 mm.

EAN: 4002511117075 / Anyagszám: 03809500 / Régi anyagszám: 69735101D



- Injektorkocsiban is használható
- Az E 353 megállítóberendezéssel együttesen is használható
- Ø 4 x 160 mm, becsavarható

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	4
Külső méret, nettó mélység (mm)	4
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Átmérő (mm)	4
Nettó súly (kg)	0,01
Bruttó súly (kg)	0,02