

E 353

Véghelyzeti rögzítés

állítható magasság a laborüvegek a fúvókára történő optimális ráhelyezéséhez.

EAN: 4002511117099 / Anyagszám: 03809530 / Régi anyagszám: 69735301D



- Az E 351-es injektorfúvókákhoz
- Állítható magasságú véghelyzeti rögzítés
- Pl. üvegekhez, Erlenmeyer-lombikokhoz, kerek lombikokhoz

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott, Nemesacél
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	100
Külső méret, nettó szélesség (mm)	45
Külső méret, nettó mélység (mm)	160
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	100
Nettó súly (kg)	0,03
Bruttó súly (kg)	0,04