

E 355

Kocsi

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 16 injektorfúvókával
- Fele részben más betétekkel is bepakolható

EAN: 4002511116191 / Anyagszám: 03809560 / Régi anyagszám: 69535501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi karcsú nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	16
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	545
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	160
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	5,80
Bruttó súly (kg)	6,40
Tartozék	
E 351 injektorfúvóka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	7
E 352 injektorfúvóka Ø 6 mm, 220 mm hosszú [mennyiség]	9
E 353 rögzítő az E 351 injektorfúvókához [mennyiség]	7
E 354 rögzítő az E 352 injektorfúvókához [mennyiség]	9
Öblítőfúvóka poradagolóhoz [mennyiség]	1