

E 362

Vakcsavar

a csavarok a tartókra történő rögzítéséhez.

EAN: 4002511117136 / Anyagszám: 03809630 / Régi anyagszám: 69736201D



- M 8 x 1 csavar

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
Műtői eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	14
Külső méret, nettó szélesség (mm)	10
Külső méret, nettó mélység (mm)	10
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Átmérő (mm)	10
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,01