

E 367

Kocsi

intubációs eszközök optimális behelyezéséhez.



- 20 db Ø 2,5 x 30 mm-es és 25 db Ø 4,0 x 30 mm-es fúvóka (5 külön)
- 40 tartórugó a fúvókákhoz
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002511116337 / Anyagszám: 03809710 / Régi anyagszám: 69536701D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	490
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	6,20
Bruttó súly (kg)	10,00