

E 381

Kocsi

intubációs eszközök optimális behelyezéséhez.



- 20 db Ø 4,0 x 30 mm-es és 5 db Ø 2,5 x 30 mm-es fúvóka, külön
- 6 x E 466 injektorfúvóka, lélegeztető ballonhoz Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 injektorfúvóka a gumiharmonikához, Ø 8,0 x 193 mm
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002511116474 / Anyagszám: 03809890 / Régi anyagszám: 69538101D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	540
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	500
Nettó súly (kg)	6,80
Bruttó súly (kg)	8,70