

E 385

Kocsi

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 16 injektorfűvőkával
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002511116511 / Anyagszám: 03809930 / Régi anyagszám: 69538501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz	•
Kocsi karcsú nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	16
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	550
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	280
Nettó súly (kg)	5,70
Bruttó súly (kg)	6,70
Tartozék	
E 351 injektorfűvőka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	7
E 352 injektorfűvőka Ø 6 mm, 220 mm hosszú [mennyiség]	9
E 353 rögzítő az E 351 injektorfűvőkához [mennyiség]	7
E 354 rögzítő az E 352 injektorfűvőkához [mennyiség]	9
Öblítőfűvőka poradagolóhoz [mennyiség]	1