

E 406

Kocsi

max. 116 pipetta optimális behelyezésére.



- 116db max. 450 mm-es pipettához
- Felület méretei: 16 x 16 mm
- Tartókeretekkel, 150 mm-es magasságban
- Az autom. kocsfelismerés mágnesszegélyén nincs megállító ber.

EAN: 4002511116665 / Anyagszám: 03810110 / Régi anyagszám: 69540601D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi pipettákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Pipetták [mennyiség]	116
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	500
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	4,90
Bruttó súly (kg)	6,90