

E 408

Kocsi

max. 96 pipetta optimális behelyezésére.



- 96db max. 450 mm-es pipettához
- Felület méretei: 16 x 16 mm
- Tartókeretekkel, 150 mm-es magasságban
- Csatlakozóval rendelkeznek a meleg levegős szárításhoz

EAN: 4002511116689 / Anyagszám: 03810130 / Régi anyagszám: 69540801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz	•
Kocsi pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	96
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	540
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	500
Nettó súly (kg)	5,50
Bruttó súly (kg)	7,10