


E 413

Betét

leszívótömlők optimális behelyezéséhez.



- 6 db Sirona rendszerű leszívótömlőhöz
- Az O177/1 felső kosárban történő használatra

EAN: 4002511124486 / Anyagszám: 03810180 / Régi anyagszám: 68741301D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Betét/modul fogászati eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Tömlők [mennyiség]	6
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	205
Külső méret, nettó szélesség (mm)	390
Külső méret, nettó mélység (mm)	450
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	485
Külső méret, bruttó mélység (mm)	495
Nettó súly (kg)	1,40
Bruttó súly (kg)	1,41