

E 414

Kocsi

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 37 injektorfűvőkával
- Csatlakozóval rendelkeznek a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóber. a kocsisfelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002511116733 / Anyagszám: 03810190 / Régi anyagszám: 69541401D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz	•
Kocsi karcsú nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	37
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	545
Nettó súly (kg)	6,10
Bruttó súly (kg)	7,10
Tartozék	
ID 90, injektorfűvőka Ø 2,5 mm, 90 mm hosszú [mennyiség]	4
ID 110, injektorfűvőka Ø 2,5 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	3
ID 140, injektorfűvőka Ø 4 mm, 140 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 160, injektorfűvőka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 180, injektorfűvőka Ø 4 mm, 180 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 200, injektorfűvőka Ø 6 mm, 200 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 220, injektorfűvőka Ø 6 mm, 220 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 220, injektorfűvőka Ø 6 mm, 240 mm hosszú [mennyiség]	5
Öblítőfűvőka poradagolóhoz [mennyiség]	1