


A 13
Fedél
a törékeny edények rögzítésére.



- Nemesacél fedél
- 1 mm-es huzalfonat, 8 mm széles háló, 4 mm-es keret
- E 103, E 104, E 105 és E 139 betétekhez, csere igénye esetén

EAN: 4002511117204 / Anyagszám: 03810200 / Régi anyagszám: 69745001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	320
Külső méret, bruttó magasság (mm)	20
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	220
Külső méret, bruttó mélység (mm)	300
Nettó súly (kg)	0,14
Bruttó súly (kg)	0,25