


UTS

Eszköz-szekrény

a kis alkatrészek ideális tisztításához.



- Fedéllel
- 3 A következő méretű rekeszek: ??  
x ??

EAN: 4002511117143 / Anyagszám: 03810260 / Régi anyagszám: 69741001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	3
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	93
Külső méret, nettó szélesség (mm)	102
Külső méret, nettó mélység (mm)	350
Külső méret, bruttó magasság (mm)	110
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	605
Nettó súly (kg)	0,75
Bruttó súly (kg)	1,00