

ID 180

Injektorfúvóka

műanyag támasszal, Ø 4 mm, hossz 180 mm.



- Alkalmas a jelenlegi injektorkosarakhoz és kocsikhoz
- Pl. mérőhengerekhez, mérőlombikokhoz és reagens fiolákhoz

EAN: 4002511117006 / Anyagszám: 03810360 / Régi anyagszám: 69718001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	55
Külső méret, nettó mélység (mm)	180
Külső méret, bruttó magasság (mm)	60
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	60
Külső méret, bruttó mélység (mm)	180
Átmérő (mm)	4
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02