


ID 200

Injektorfúvóka

műanyag támasszal, Ø 6 mm, hossz 200 mm.



- Alkalmos a jelenlegi injektorkosarakhoz és kocsikhoz
- Pl. mérőhengerekhez, mérőlombikokhoz és reagens fiolákhoz

EAN: 4002511117013 / Anyagszám: 03810380 / Régi anyagszám: 69720001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	55
Külső méret, nettó mélység (mm)	200
Külső méret, bruttó magasság (mm)	107
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	130
Külső méret, bruttó mélység (mm)	200
Átmérő (mm)	6
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,14