

E 118

Betét

Petri-csészék optimális behelyezéséhez.



- Alkalmas 38 100 mm átmérőjű petri-csészéhez
- 38 db 70 mm magas tartóval, távolság: kb. 26 mm
- Felső kosárba helyezhető

EAN: 4002511115767 / Anyagszám: 03830270 / Régi anyagszám: 69511801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul petricsészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Petricsezék [mennyiség]	38
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	120
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	1,54
Bruttó súly (kg)	1,90