


E 136

Betét

56 Petri-csésze optimális behelyezéséhez.



- 56 Petri-csészéhez, Ø 100 mm
- 56 db 70 mm magas tartóval, távolság: kb. 26 mm
- Alsó kosárba helyezhető
- A kapacitás E 137 betéttel megduplázható

EAN: 4002511115941 / Anyagszám: 03830280 / Régi anyagszám: 69513601D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul petricsészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácsúrúség (mm)	26
Rácsmagasság (mm)	70
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Petricsezék [mennyiség]	56
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	485
Külső méret, nettó szélesség (mm)	145
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	150
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	450
Külső méret, bruttó mélység (mm)	535
Nettó súly (kg)	2,10
Bruttó súly (kg)	2,50