

E 137

Betét

56 Petri-csésze optimális behelyezéséhez.



- 56 Petri-csészéhez, Ø 100 mm
- 56 db 70 mm magas tartóval, távolság: kb. 26 mm
- Alsó kosárba helyezhető
- E 136 betétre helyezhető

EAN: 4002511115958 / Cikkszám: 03830290 / Régi cikkszám69513701D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul petricsészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácscsűrűség (mm)	26
Rácsmagasság (mm)	70
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Petricsezék [mennyiség]	56
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	485
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	95
Külső méret, bruttó magasság (mm)	140
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	580
Nettó súly (kg)	2,02
Bruttó súly (kg)	3,45