

E 142

Betét

különbféle eszközök behelyezésére.



- 1 mm-es huzalfonat, 5 mm széles háló, 5 mm-es keret
- 2 süllyeszthető hordozónyéllel
- Maximális terhelhetőség: 10 kg

EAN: 4002511115972 / Anyagszám: 03830300 / Régi anyagszám: 69514201D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	255
Külső méret, nettó mélység (mm)	480
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	0,70
Bruttó súly (kg)	0,86