

E 143

Betét

különbféle eszközök optimális behelyezésére.



- 1 mm-es huzalfonat, 5 mm széles háló, 5 mm-es keret
- 2 süllyeszthető hordozónyéllel

EAN: 4002511115989 / Anyagszám: 03830310 / Régi anyagszám: 69514301D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	255
Külső méret, nettó mélység (mm)	230
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	285
Külső méret, bruttó mélység (mm)	260
Nettó súly (kg)	0,49
Bruttó súly (kg)	0,70