


A 2
Takaróháló
a törékeny edények rögzítésére.



- 1/2 betéthez alkalmas
- Rizánózott fém keretre feszített műanyag háló
- Méret: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Anyagszám: 03830460 / Régi anyagszám: 69500201D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Burkolat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rizánózott, Műanyag
Szín	Zöld, Fehér, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	216
Külső méret, nettó mélység (mm)	456
Külső méret, bruttó magasság (mm)	20
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	465
Nettó súly (kg)	0,38
Bruttó súly (kg)	0,48