


A 3

Takaróháló

az edények és betétek lefedésére.



- Rilzánózott fém keretre feszített műanyag háló
- 1/4 betéthez alkalmas
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Anyagszám: 03830470 / Régi anyagszám: 69500301D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Burkolat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott, Műanyag
Szín	Zöld, Fehér, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	206
Külső méret, nettó mélység (mm)	206
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	200
Nettó súly (kg)	0,30
Bruttó súly (kg)	0,32