

AK 12

Betét

különféle eszközök behelyezésére.



- Pl. anyatej-leszívókhoz, üvegpoharakhoz és tölcsérekhez alkalmas

EAN: 4002511115620 / Anyagszám: 03830510 / Régi anyagszám: 69501201D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Betét/modul tág nyakú üvegekhez	•
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	122
Külső méret, nettó szélesség (mm)	224
Külső méret, nettó mélység (mm)	434
Külső méret, bruttó magasság (mm)	123
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	315
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	0,74
Bruttó súly (kg)	1,06