


O 187

Felső kosár

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 34 injektorfúvókával
- Berakodási magasság 170 mm mm<sup>3</sup>
- A por alakú szerek adagolása nem lehetséges

\* A laboratóriumi üvegtől függően a maximális rakodási magasság csökkenhet.

EAN: 4002511808881 / Anyagszám: 03881640 / Régi anyagszám: 69118701D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Maximális rakodási magasság (mm)	170
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	34
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	475
Külső méret, nettó mélység (mm)	531
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	5,60
Bruttó súly (kg)	6,50
<b>Tartozék</b>	
E 351 injektorfúvóka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	34
E 353 rögzítő az E 351 injektorfúvókához [mennyiség]	34