

E 416

Betét

az 6 egy- és kétrészes tükrök optimális behelyezésére.

EAN: 4002511803824 / Anyagszám: 03888650 / Régi anyagszám: 69541601D



- 6 db egy- és kétrészes tükrök optimális behelyezésére
- 7 tartó, egymástól 40 mm távolságra
- Alsó- és felső (csak egyrészes tükrök) kosárba is behelyezhető

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Termékkategória	
Betét nőgyógyászati eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
GYN eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
GYN tükrök [mennyiség]	6
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	157
Külső méret, nettó szélesség (mm)	178
Külső méret, nettó mélység (mm)	279
Külső méret, bruttó magasság (mm)	210
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	365
Nettó súly (kg)	0,69
Bruttó súly (kg)	0,97