

MT

Szállítókosci

tisztító és fertőtlenítő automaták be- és kikapolásához.



- Kosarak és betétek tárolására és szállítására
- 4 szintre felosztva, amelyek 102,5 mm-re beállíthatók
- 4 rögzíthető kerékkel mozgatható
- Töltet méretei: 549 x 599 mm

EAN: 4002511820005 / Anyagszám: 03893140 / Régi anyagszám: 69200102D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1985
Külső méret, nettó szélesség (mm)	662
Külső méret, nettó mélység (mm)	616
Külső méret, bruttó magasság (mm)	2030
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	680
Külső méret, bruttó mélység (mm)	680
Nettó súly (kg)	23,00
Bruttó súly (kg)	29,00