


A 14
Fedél
a törékeny edények rögzítésére.



- Nemesacél fedél
- 7 x 7 mm kivágás, 3 mm vájat

EAN: 4002511860995 / Anyagszám: 03981970 / Régi anyagszám: 69745002D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	210
Külső méret, nettó mélység (mm)	210
Külső méret, bruttó magasság (mm)	30
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,20
Bruttó súly (kg)	0,29