


A 16
Fedél
a törékeny edények rögzítésére.



- 1 mm-es huzalfonat, 5 mm széles háló, 4 mm-es keret

EAN: 4002511860971 / Anyagszám: 03981990 / Régi anyagszám: 69745004D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	19
Külső méret, nettó szélesség (mm)	230
Külső méret, nettó mélység (mm)	215
Külső méret, bruttó magasság (mm)	40
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	255
Nettó súly (kg)	0,15
Bruttó súly (kg)	0,30