

E 442

Öblítőhüvely

a minimál invazív sebészeti eszközök optimális tisztítására.

EAN: 4002511908208 / Anyagszám: 04203830 / Régi anyagszám: 69744201D



- Minimál invazív sebészeti műszerekhez, Ø 4 – 8 mm, csavarozható
- Hossz: 121 mm mm, Ø 6 mm mm
- Sapka, nyílás: Ø 6 mm
- Rögzítőbilincs (anyagszám. 4174850)

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Öblítőhüvely	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	121
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Átmérő (mm)	6
Nettó súly (kg)	0,03
Bruttó súly (kg)	0,03