

E 447

Adapter

LuerLock összeköttetés csatlakoztatásához, apa.

EAN: 4002511908468 / Anyagszám: 04203870 / Régi anyagszám: 69744701D



- Apa Luer-Lock-hoz, csavarozható

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Befogók és adapterek közvetítő műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	8
Külső méret, nettó szélesség (mm)	8
Külső méret, nettó mélység (mm)	25
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Átmérő (mm)	8
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00