

E 448

Szilikontömlő

különböző eszközök optimális tisztítására.



- Luer-Lock adapter, apa
- Hossz: 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Öblítő fúvóka, menet: 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Anyagszám: 04203880 / Régi anyagszám: 69744801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Átlátszó
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	8
Külső méret, nettó mélység (mm)	8
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	170
Külső méret, bruttó mélység (mm)	125
Átmérő (mm)	10
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02