

E 451

Szűrőtálca

különbféle eszközök optimális behelyezésére.



- szűrőtálca fedéllel a kis alkatrészekhez
- Huzalvastagság: 1 mm alul, 0,8 mm oldalt, 1 mm felül
- A háló vastagsága 3 mm alul, 1,7 mm oldalt, 3 mm felül

EAN: 4002511908154 / Anyagszám: 04203910 / Régi anyagszám: 69545101D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	160
Külső méret, nettó mélység (mm)	240
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	165
Külső méret, bruttó mélység (mm)	245
Nettó súly (kg)	0,79
Bruttó súly (kg)	0,85