

E 458

Betét

csavaros kupakkal ellátott szívók optimális behelyezéséhez.



- 36 menetes sapkájú cumihoz
- 36 Rekeszek: ?? x ??
- Csapó- és zárható fedéllel

EAN: 4002511919358 / Cikkszám: 04235200 / Régi cikkszám69545801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	36
Felhasználási terület	
Cumisüvegek előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	63
Külső méret, nettó szélesség (mm)	215
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	450
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	220
Nettó súly (kg)	1,50
Bruttó súly (kg)	1,60