


E 457

Betét

szétszedhető, minimálisan invazív műtéti eszközök optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002512067331 / Anyagszám: 04618030 / Régi anyagszám: 69545702D



- Pl.12 nyéllel és munkabetéttel
- Huzalfonatból áll, 3 mm-es hálóval, oldalt zárt
- Hegesztett tartók 8-12 nyél számára, változó felosztással
- 3 sínrel a tároláshoz és a véghelyzeti rögzítéshez

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	192
Külső méret, nettó szélesség (mm)	490
Külső méret, nettó mélység (mm)	62
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	320
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	1,75
Bruttó súly (kg)	2,02