

E 800

Betét

3 szűrőtálca vagy vesetál optimális behelyezésére.



- 4 tartóval
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002512087773 / Anyagszám: 04637720 / Régi anyagszám: 69580001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét szitatálcahoz	•
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Vesetálak előkészítése	•
Kapacitás	
Vesetálak [mennyiség]	3
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	165
Külső méret, nettó szélesség (mm)	140
Külső méret, nettó mélység (mm)	290
Külső méret, bruttó magasság (mm)	190
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	195
Külső méret, bruttó mélység (mm)	430
Nettó súly (kg)	0,29
Bruttó súly (kg)	0,49