


E 803

Betét

fül-orr-tükrök optimális behelyezésére.



- 160db, 13 x 13 mm-es rekesz
- Padlóháló mérete: 1,7 mm
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002512087735 / Anyagszám: 04637750 / Régi anyagszám: 69580301D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét fül-orr-gégészeti műszerekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	160
<b>Felhasználási terület</b>	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	63
Külső méret, nettó szélesség (mm)	165
Külső méret, nettó mélység (mm)	317
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	220
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	1,25
Bruttó súly (kg)	1,30