

Ersatzteile Küche
Szűrőbetét
Bolyhok szűréséhez mosógépekben

EAN: 4002513354997 / Anyagszám: 04731981 / Régi anyagszám:



- a vízkivezetésben levő hibák megakadályozásához
- kompletten, előszerelve
- W141–W143, W162–W297, W3xx, W4xx 2001-től (kivéve W489), W5xx
- W1xxx, W2xxx, W3xxx, W4xxx, W5xxx, W6xxx, WDAxxx; felültölt. W6xx