

E 147/1

Betét

10-12 szájöblítő-pohár optimális behelyezésére.



- 10 – 12 szájöblítő pohárhoz, max. Ø 80 mm
- Rilzánózott

EAN: 4002512122313 / Anyagszám: 04746620 / Régi anyagszám: 68514703D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott
Szín	Fehér
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Szájöblítő poharak [mennyiség]	12
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	155
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	455
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	510
Külső méret, bruttó mélység (mm)	240
Nettó súly (kg)	1,29
Bruttó súly (kg)	1,59