

E 941

Kocsi

modulok 2 szintes optimális behelyezéséhez.



- Az öblítenivalók méretétől függően szintenként max. 2 modul
- A kocsi csatlakoztatása a víz és a szárítólevegő bevezetéséhez
- A két szint rakodási magassága különbözik egymástól

EAN: 4002512273411 / Anyagszám: 04812530 / Régi anyagszám: 69594101D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi ortopédiai műszerekhez	•
Egyéb kocsik	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	421
Külső méret, nettó szélesség (mm)	619
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	700
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1200
Nettó súly (kg)	16,30
Bruttó súly (kg)	26,00
<b>Tartozék</b>	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1