

E 460

Betét

különféle, minimálisan invazív műtéti eszközök optimális behelyezésére.



- Különféle hosszúságú merev optikákhoz
- A háló méretei: alul 8 x 1 mm, oldalt és felül: 7 x 7 x 3 mm
- 3 tartóval 2 merev optika behelyezésére

EAN: 4002512183383 / Anyagszám: 04861390 / Régi anyagszám: 69546001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	53
Külső méret, nettó szélesség (mm)	100
Külső méret, nettó mélység (mm)	430
Külső méret, bruttó magasság (mm)	95
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	170
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	0,71
Bruttó súly (kg)	0,94