


E 930

Betét

36 sebészcipő behelyezésére, 44-es méretig.



- Az E 975/2 kocsihoz az alsó szinten
- 36 tartóval, magasság 280 mm

EAN: 4002512257145 / Anyagszám: 05001360 / Régi anyagszám: 69593001D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	36
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	289
Külső méret, nettó szélesség (mm)	586
Külső méret, nettó mélység (mm)	752
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	770
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1000
Nettó súly (kg)	3,65
Bruttó súly (kg)	5,70