

E 468

Betét

különbéle eszközök behelyezésére.



- Forrasztott rács/nemesacél, tetővel és alsó résszel
- A háló méretei: 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Anyagszám: 05043640 / Régi anyagszám: 69546801D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	76
Külső méret, nettó szélesség (mm)	170
Külső méret, nettó mélység (mm)	250
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	205
Külső méret, bruttó mélység (mm)	315
Nettó súly (kg)	0,67
Bruttó súly (kg)	0,82