

E 484

Betét

különféle eszközök behelyezésére.



- 1,4 mm-es huzalfonat, 8 mm-es háló
- A köv. tartókkal szerelhető fel: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Anyagszám: 05109190 / Régi anyagszám: 69548401D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	16
Tálak [mennyiség]	4
Vesetálak [mennyiség]	9
Légzőmaszkok [darabszám]	9
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	150
Külső méret, nettó szélesség (mm)	470
Külső méret, nettó mélység (mm)	480
Külső méret, bruttó magasság (mm)	560
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,97
Bruttó súly (kg)	3,78