

E 485

Tartó

3 vesetál optimális behelyezésére.



EAN: 4002512398725 / Anyagszám: 05109210 / Régi anyagszám: 69548501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Vesetálak előkészítése	•
Kapacitás	
Vesetálak [mennyiség]	3
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	195
Külső méret, nettó szélesség (mm)	80
Külső méret, nettó mélység (mm)	464
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	0,41
Bruttó súly (kg)	0,56