

E 486  
Tartó  
tálak optimális behelyezéséhez.



- 1 tál behelyezésére

EAN: 4002512398732 / Anyagszám: 05109230 / Régi anyagszám: 69548601D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét vesetálokhoz/tálakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Tálak előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Tálak [mennyiség]	1
<b>Normál elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	275
Külső méret, nettó szélesség (mm)	464
Külső méret, nettó mélység (mm)	10
Külső méret, bruttó magasság (mm)	475
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	465
Külső méret, bruttó mélység (mm)	25
Nettó súly (kg)	0,21
Bruttó súly (kg)	0,43