

E 487

Tartó

4 sebészcipő optimális behelyezésére, 280 mm-es hosszúg.

EAN: 4002512398749 / Anyagszám: 05109250 / Régi anyagszám: 69548701D



| Termék-hozzárendelés | |
|---|-----------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Betét műtős cipőkhöz | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Felhasználási terület | |
| Műtős cipők előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Műtős cipők [mennyiség] | 4 |
| Normál elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 280 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 464 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 10 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 470 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 470 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 25 |
| Nettó súly (kg) | 0,37 |
| Bruttó súly (kg) | 0,52 |