


E 488

Tartó

légzőmaszkok optimális behelyezéséhez.



- 3 légzőtömlőhöz

EAN: 4002512398756 / Anyagszám: 05109260 / Régi anyagszám: 69548801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Különbféle eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Légzőmaszkok [darabszám]	3
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	31
Külső méret, nettó szélesség (mm)	240
Külső méret, nettó mélység (mm)	210
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	0,27
Bruttó súly (kg)	0,39