

AUF 1

Befogó

az O 177/1 felső kosárban lévő kézi műszerek optimális előkészítésére.



- Tömítésből, csavarokból és csipeszekből áll
- Tartó alsó rész, tartó felső rész, 5 szűrőlemez

EAN: 4002512427517 / Anyagszám: 05159510 / Régi anyagszám: 68551101D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Befogók és adapterek közvetítő műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	100
Nettó súly (kg)	0,90
Bruttó súly (kg)	1,84
Tartozék	
FP szűrőlemez	•