

E 702

Alátét

a kapacitás két további szűrőtálcával történő növelésére.



- Egy további szint az E 525/2 vagy E 701/2 kocsihoz
- 2 további DIN-szűrőtálca behelyezésére

EAN: 4002512400831 / Anyagszám: 05221490 / Régi anyagszám: 69570201D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Egyéb betét/egyéb modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szűrőtálcák [mennyiség]	2
SPRI szűrőtálcák [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	560
Külső méret, nettó szélesség (mm)	160
Külső méret, nettó mélység (mm)	530
Külső méret, bruttó magasság (mm)	610
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	260
Külső méret, bruttó mélység (mm)	535
Nettó súly (kg)	3,50
Bruttó súly (kg)	4,50